

ECG BLUETOOTH D-HEART - 8/12 canali

Codice: 33247
Categoria: ECG per smartphone
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A



CND: Z12059009

EAN13: 8023279332476

Descrizione: D-Heart è un ECG a 8 o 12 canali per smartphone, che consente di acquisire in 12 secondi tracce ECG in qualsiasi luogo e condizione.

- disegnato per tutti gli utenti, non occorre nessun background medico
- affidabile clinicamente come un ECG ospedaliero
- sistemi certificati per ottenere risultati perfetti
- risultati condivisibili con il proprio cardiologo
- servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione
- ricaricabile ad induzione direttamente dalla custodia.

Fornito con cordoni, 60 elettrodi monouso, cavo per gli elettrodi, custodia con incorporato l'alimentatore e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).

Quattro semplici operazioni:

- 1- Connettere il dispositivo con bluetooth
- 2- Posizionare D-Heart sul petto
- 3- L'app guiderà il paziente nell'esecuzione dell'ECG
- 4- Responso immediato dal cardiologo

Caratteristiche tecniche:

- Canali: 8 per uso del paziente, 12 per uso medico professionale
- Frequenza di registro:
 - acquisizione 640 hz / ch
 - trasmissioni 640 a 4 intervalli in media (160 hz / ch)
- Risoluzione a/d: 12 bit
- Range di misurazione: $> \pm 5$ mV
- Frequenza di risposta: 0,05 hz ~ 150 hz (-3 db)
- Velocità di registrazione: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
- Lunghezza di acquisizione: da 12 a 60 s (8 canali) 12 s (12 canali)
- Filtri:
 - AC 50/60 hz (digitale)
 - Muscolare 25/40 hz (digitale)

Eumaco S.r.l.