



Elettrocardiografo ECG CONTEC 600G

Elettrocardiografi 3-6-12 canali

MD C € 0123

 **CONTEC**

 **eumaco**
Health Care Systems

ECG A 6 CANALI 600G

- Monitor fino a 12 canali
- Touch screen LCD TFT a colori 7"
- Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- Tecnologia digitale di isolamento e di elaborazione del segnale, filtro digitale
- Gestione dati paziente, nome, età e ID, rapporto di analisi dettagliata
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Il sistema a stampa termica consente 10 modalità di stampa
- Può stampare per 90 minuti fino a 150 ECG in continuo
- Software ECG - Synchronous, connessione USB al PC, la memoria integrata può contenere più di 1000 esami
- Auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, RU, KZ, CN
- Software PC ECG-Synchronous: GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG: 1 set
Elettrodi periferici a pinza: 1 set
Elettrodi precordiali: 1 set
Cavo di messa a terra
Cavo di alimentazione
Rotolo di carta
Connessione USB e software PC

La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l'analisi e la diagnosi, la gestione e la stampa dei dati da remoto tramite il PC

SCHEDA TECNICA

Tipo di sicurezza: Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione)

Derivazioni: 12 standard

Frequenza di campionamento: 1000 Hz

Risposta in frequenza: 0,05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)

Costante temporale: = 3,2s

CMRR: >100dB (aggiungere filtro)

Livello sonoro: <15 μ Vp-p

Filtro interferenze EMG: 25Hz/35Hz (-3dB)

Filtro CA: 50Hz/60Hz (-20dB)

Modalità registrazione: Stampante termica (32 punti/mm)

Tipo carta: 110mm x 20m

Sensibilità: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV

Velocità di stampa:

- **Registrazione automatica:** 25mm/s, 50mm/s;

- **Registrazione ritmo:** 25 mm/s, 50 mm/s;

- **Registrazione manuale:** 25 mm/s, 50 mm/s

Alimentazione: CA 110-220V, 50/60 Hz

CC - batteria al litio: 7,4V, 3500 mAh

Fusibili: 2 pz. f5x20mm ritardo CA; T2A/250V (Alimentazione: 220 V)

Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm

Peso netto: 1,7 kg

INFORMAZIONI

Codice: 33222

Categoria: Elettrocardiografi 3-6-12 canali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2962141

CND: Z12050301

EAN13: 6945040100485

Seguici anche su:



Eumaco
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it