



# MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A



**viatom**<sup>®</sup>  
Innovation Beyond Limitation

**MD** **C** **€** 0197

 **eumaco**  
Health Care Systems

## MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A

Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto. Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati.

Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale.

Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi. La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti.

Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

### Classificazioni

Direttiva CE	MDD, 93/42/CEE
	ROSSO, 2014/53/UE
	ROHS 2.0, 2011/65/UE

Grado di protezione contro le scosse elettriche	Tipo BF
---	---------

### Ambientale

Articolo	Operativo	Conservazione
Temperatura	Da 5 a 45°C	Da -25 a 70°C
Umidità relativa (senza condensa)	Dal 10% al 95%	Dal 10% al 95%
Barometrica	Da 700 a 1060 hPa	Da 700 a 1060 hPa
Grado di resistenza alla polvere e all'acqua	IP22	IP22
Test di caduta	1,0 m	1,0 m

### Fisico

Dimensione (unità principale)	135 mm (L) × 45 mm (L) × 20 mm (A)
Peso (unità principale)	240 g
Misura del bracciale	Bracciale per adulti: 22-42cm
Connettività wireless	Bluetooth 4.0 BLE integrato

### Alimentazione

Ingresso di carica	USB Tipo-C, CC 5V
Tipo di batteria	Ricaricabile agli ioni di litio
Durata della batteria	500 misurazioni
Tempo di ricarica	2 ore

### Misurazioni della pressione arteriosa

Tecnologia	Metodo oscillometrico
Intervallo di misurazione della pressione	0 - 300mmHg
Precisione della misurazione della pressione	±3mmHg o 2%, a seconda di quale dei due valori è maggiore
Intervallo di frequenza degli impulsi	Da 40 a 200 / bpm
Precisione della frequenza degli impulsi	±2 /bpm
Precisione clinica	Soddisfa IEC 80601-2-30

### Conservazione

Registrazioni della pressione arteriosa	50
---	----

### Bluetooth RF

Gamma frequenza	2,402 - 2,480 GHz
Potenza massima RF	-10 dBm

### Periodo durevole

Vita utile	5 anni
------------	--------

Nota: la vita utile qui viene calcolata dal primo utilizzo, escluso il tempo di conservazione, non la durata di conservazione!

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it