

PULSOSSIMETRO OXY 110

PER NEONATI, BAMBINI E ADULTI



MD CE 0123



PULSOSSIMETRO OXY 110

- grande display TFT 3,5" autorotante per SpO2, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura
- tecnologia SpO2 brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento
- varia scelta di sonde SpO2 per adulti, bambini e neonati
- batteria al litio integrata, fino a 18 ore di monitoraggio continuo
- limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili
- fino a 580 ore di dati SpO2 archiviati
- opzionale termometro auricolare a infrarossi
- Fornito con copri-pulsossimetro, sonda a clip per adulti, base per ricarica, cavo USB.



ACCESSORI OXY 110

- Termometro auricolare a infrarossi
- Coprisonda per 35170 - conf. da 500
- Software per scaricare e archiviare dati

Sonde riutilizzabili con cavo 0,9m

- Sonda SpO2 a clip per adulti - ricambio
- Sonda SpO2 in gomma per adulti
- Sonda SpO2 pediatrica
- Sonda SpO2 a Y neonatale

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnica:	LED a due lunghezze d'onda
Intervallo SpO2:	70 - 100% ±2%
Intervallo pulsazioni:	30 - 250 bpm ±2%
Intervallo indice perfusione (PI):	0,2 - 20%
Schermo:	TFT 3,5"
Memoria dati:	fino a 1.000 ore
Modalità misurazione:	continua o saltuaria
Ricarica:	base di ricarica o cavo USB
Dimensioni:	158x73x25 mm
Peso:	230 g (inclusa batteria)
Caricamento dati:	cavo USB o wireless

Seguici anche su:    

 **Eumaco**
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it