



PULSOSSIMETRO OXY 4



MD CE 0476



PULSOSSIMETRO OXY 4

- Rileva saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente
- Leggero, di dimensioni ridotte e facile da usare
- Misura precisa della SpO2 e delle pulsazioni
- Visualizzazione a due colori di SpO2, PR, PI, pletismogramma e istogramma delle pulsazioni
- Intervallo di misurazione SpO2 35 - 99%, pulsazioni 30 - 240 bpm
- Display innovativo orientabile in 4 direzioni
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
- Funzione di allarme visivo e sonoro
- Indicazione del livello di carica della batteria, allarme batteria bassa
- Resistente all'ingresso di liquidi e alle cadute
- Manuale in 8 lingue

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	66 x 36 x 33 mm
RDM (NSIS)	1844279
CND	Z1203020408
EAN/UPC	8023279350913
GMDN	45607
PARAF (Farmadati)	927091153
CH-REP	No
UK-REP	No



Seguici anche su:    

 **Eumaco**
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it