



FAST ECG

Innovativo dispositivo per l'acquisizione del tracciato ECG a riposo a 12 derivazioni

MD CE





CONTENUTO CONFEZIONE

- 1x Fascia Fast ECG
- 1x Borsa per trasporto e conservazione
- 1x Spray conduttivo
- 1x Manuale utente

ACCESSORI DISPONIBILI

Disponibile anche in versione pediatrica (torace da 30 a 75 cm)

Fascia per elettrocardiografi "FAST ECG", l'innovativo dispositivo per l'acquisizione del tracciato ECG a riposo a 12 derivazioni. Modello Adulti. Con FAST ECG il posizionamento degli elettrodi precordiali è sempre anatomicamente corretto, indipendentemente dalle dimensioni del torace del paziente. FAST ECG è una fascia toracica per elettrodi precordiali che può essere utilizzata con qualunque elettrocardiografo sostituendo i tradizionali elettrodi a suzione o adesivi. Grazie ai cavi a banana sarà possibile collegarlo a qualunque cavo paziente.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Dimensioni: Toraci oltre i 75 cm

Elettrodi: ottone con trattamento Ag/Cl

Composizione: gomma siliconica biomedicale

CLASSIFICAZIONE

Classificazione secondo dir. 93/42/CEE: I

Marcatura CE: si

Conformità dir. 93/42/CEE: si

Dichiarazione di conformità: si

CND: Z12050380

BD/RDM: 299432

Garanzia: 12 mesi

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it