



# Elettrocardiografo ECG CONTEC 1212G

Elettrocardiografi 3-6-12 canali

MD C € 0123

 **CONTEC**

 **eumaco**  
Health Care Systems

## ECG A 12 CANALI - 1212G - con software

Rileva simultaneamente segnali ECG di 12 derivazioni e stampa tracciati ECG con la stampante termica integrata. Registrazione e visualizzazione tracciati ECG in modalità auto/manuale; misurazione, analisi e diagnosi automatica dei parametri dei tracciati ECG.

- display LCD 10,1" a colori 1280x800 dot, ad alta risoluzione
- visualizzazione ECG di 3/6/12 derivazioni per osservare ritmo anomalo
- alimentazione mediante rete elettrica CA/CC o batteria al litio ricaricabile integrata
- fino a 10 ore di standby e più di 3 ore di stampa continua
- registrazione fino a 1.000 tracciati ECG
- l'auto-misurazione e l'auto-interpretazione degli ECG di routine forniscono i risultati delle misurazioni e le conclusioni per l'auto-diagnosi
- conclusioni auto-diagnosi per HR, Intervallo PR, Durata P, Durata QRS, Durata T, Intervallo QT/QTc, Assi P/QRS/T, Ampiezza R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- ampia memoria integrata per almeno 4000 cartelle cliniche
- trasmissione con cavi LAN, USB. Caricamento automatico casi, scaricamento e stampa referti
- cartelle cliniche anamnestiche esportabili in altri formati (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png ecc.)

Software CD in GB, FR, IT, ES, PL, RO, SI, TR.

Dimensioni: 34x32xh 8,6 cm Peso: 5 kg

### SCHEDA TECNICA

**Canale ingresso:** Protezione fluttuazioni e defibrillazione

**Derivazioni:** 12 derivazioni standard

**Corrente dispersione paziente:** <10µA

**Costante temporale:** =3,2s

**Impedenza di ingresso:** =2,5 MΩ

**CMRR:** >105 dB

**Velocità di stampa:** 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, ±5%

**Selezione sensibilità:** 5, 10, 20 mm/mV, accuratezza ±2%; sensibilità standard: 10 mm/mV ±0,2 mm/mV

**Registrazione automatica:** impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione automatica, cambio automatico di derivazioni, misurazione e analisi automatiche

**Registrazione ritmo:** impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione ritmo, misurazione e analisi automatiche

**Registrazione manuale:** registrazione secondo formato registrazione manuale

**Tipo sicurezza prodotto:** parte applicata Classe I tipo CF a prova di defibrillazione

**Alimentazione:** batteria al litio ricaricabile, 14,8 V 5200 mAh

**Frequenza:** 100-240 V, 50/60 Hz, =150 VA

### DOTAZIONE STANDARD

- 1 cavo derivazioni
- 1 set elettrodi arti
- 1 set elettrodi precordiali
- 1 cavo di alimentazione
- Carta termica 210 mm x 20 m
- Batteria ricaricabile
- Manuale utente (GB, IT)
- 1 Cavo di messa a terra
- Software CD

### INFORMAZIONI

**Codice:** 33219

**Categoria:** Elettrocardiografi 3-6-12 canali

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** II A

**NSIS:** 2414679

**CND:** Z12050301

**EAN13:** 6945040105756

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it