



Elettrocardiografo ECG EDAN SE-3 a Colori

ECG EDAN SE-3 A COLORI - 3 canali con monitor ed interpret.

MD **C** **€** 0123



ECG EDAN PORTATILI - 3 canali

- schermo LCD reclinabile, forme d'onda chiare
- stampante termica ad alta risoluzione incorporata
- batteria ricaricabile interna al litio, alimentazione AC/DC
- filtro digitale evita sbandamento linea di base e interferenze AC ed EMG
- aggiustamento automatico linea di base
- funzionamento Automatico/Manuale
- rilevamento e allarme per elettrodo staccato

Il modello SE-3 a colori a 3 canali dispone anche di:

- interpretazione analizzata con database CSE/AHA/MIT
- acquisizione simultanea 12 derivazioni
- misurazione e analisi automatica dei parametri ECG
- modalità di lavoro Automatica/Manuale/Ritmo
- cancellazione codice a barre per facilitare l'inserimento dei dati
- connessione PC LAN/RS232/USB
- stampa delle 12 derivazioni con stampante esterna su carta A4 comune

Software visualizzazione e gestione dei dati ECG per PC

- compatibile con Windows XP, 7, Vista (32 bit, 64 bit)
- report multi-formato: XML/SCP/DICOM/PDF/JPG/BMP/TIFF/PNG
- supporto di comunicazione bidirezionale con il dispositivo ECG

SCHEDA TECNICA

Derivazioni: 12 derivazioni standard

Modalità di acquisizione: 12 derivazioni contemporaneamente

Precisione: 2,5, 5, 10, 20, mm / mV

Impedenza in ingresso: > 50 MOhm

Filtro:

- EMG 25/35/45 Hz off

- DFT 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz

- Passo basso 150/100/75 Hz

- AC on/off

Modalità di registrazione: Automatica/Manuale/Ritmo/USBPRT

Ritmo derivazioni: tutte le derivazioni

Norme di sicurezza: IEC I / CF

Alimentazione:

- AC: 100 V - 115 V / 220 V - 240 V, 50/60 Hz

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio: voltaggio 14,8 V

- Più 6 ore di funzionamento continuo con alimentazione a batteria

Memoria dati: 500 ECG

Carta termica: 80 mm x 20 mm

Velocità di stampa: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s

Dimensioni: 300 x 260 x 75 mm

Peso: 2,5 kg senza batterie

Schermo: 320 x 240 pixels LCD (a colori)

Lingua di visualizzazione selezionabile: GB, IT, FR, ES, RU, PL, CZ, RO, DE, TR, HR, UA

Interfaccia: Ethernet, RS232, USB

Scanner per codici a barre: sì

Formato report: PDF, Dicom, SCP, XML

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente

1 rotolo di carta

1 flacone di gel

Batteria ricaricabile

Manuale: GB, IT, a richiesta: FR, ES, PT, TR, DE, RU

4 elettrodi periferici

6 elettrodi precordiali

INFORMAZIONI

Codice: 33222

Categoria: Elettrocardiografi 3-6-12 canali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2962141

CND: Z12050301

EAN13: 6945040100485

Seguici anche su:



Eumaco
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it